

MyFILLER

Tecnología Trio: Combina el peso molecular específico de HA a diferentes tasas de reticulación BDDE y diferentes concentraciones de HA, permitiendo obtener un producto de gran calidad y dando como resultado;

- Larga duración en el lugar de inyección
- Gran capacidad hidrofílica
- Modeabilidad
- Estabilidad después del tratamiento



+ OFERTA



+ 4 Bolsas de hielo

MyFILLER
SOFT

Para una ligera creación de volumen y una potente hidratación. Para región perioral, eliminando las arrugas de la epidermis queratinizada (código de barras), labios naturales e hidratación. Profundidad inyección: dermis superficial

Ref. MYF001: 20mg/ml • Monofásico • BDDE • Ratio reticulación 1.5 • Partícula 80

MyFILLER
MEDIUM

Para creación de volumen de tamaño medio y una hidratación enérgica en el sitio inyectado. Para pliegues nasolabiales, mentolabial (líneas de marioneta) y aumento de labios. Profundidad de inyección: dermis media

Ref. MYF002: 25mg/ml • Monofásico • BDDE • Ratio reticulación 2.5 • Partícula 100

MyFILLER
STRONG

Para correcciones de gran volumen. Para mejillas, mentón, mandíbula y cara media. Profundidad . Profundidad de inyección: desde la dermis profunda hasta el periostio.

Ref. MYF003: 30 mg/ml • Monofásico • BDDE • Ratio reticulación 3.5 • Partícula 140

Cada envase contiene:

- 1 jeringa precargada estéril de 1 ml
- 2 agujas 27G 1/2"
- 2 etiquetas
- 1 folleto instrucciones
- 1 tarjeta de paciente